

保存用ゴム枠 (大)

保存用ゴム枠 (大)

抜去歯や複製根模型歯での実習の際、手に持ちやすくするための土台製作用ゴム陰型です。
サイズは、大と中の2種類あります。


バリエーション／標準価格

- 保存用ゴム枠 (中)

サイズ

- (大) W56×D40×H31 (mm)
- (中) W45×D35×H35 (mm)

※使用方法は47ページを参照してください。



H1-500Aシリーズ

石こう模型用陰型

[H1-500Aシリーズ]

複製根模型歯を使用した石こう模型を製作するためのゴム枠です。28ページに掲載されている顎模型500Aシリーズと同形態になっています。

種類

- 上顎 H1-500AU
- 下顎 H1-500AL

※販売は、片顎ずつとなります。

※使用方法は45ページを参照してください。

Others

その他のモデル



P15FE-OOP.1



口腔外科用顎模型 [P15FE-OOP.1]

天然歯形態の模型歯が植立され、注射針による刺入や切開縫合ができる粘膜が装着された外科用顎模型。外科的歯内療法実習を想定し、上顎右側中切歯では根尖病巣を付与し歯根端切除術が可能です。また、下顎右側切歯部では、膿症を付与しているため膿瘍切開実習も可能です。

バリエーション／標準価格

- P15D-OOP.1 (D咬合器つき)
- P15-OOP.1 (咬合器なし)

天然歯根模型歯装着	模型歯強粘着固定	模型歯・粘膜交換不可
切開・縫合用粘膜装着	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

歯根端 切除	膿症 切開	抜歯	骨隆起 除去
-----------	----------	----	-----------

※その他の実習可能な項目などについては、73ページを参照してください。